

Aux Petits Bonheurs d'Ottoki...
<http://bonheursdottoki.canalblog.com/>

Recette perso adaptée au Thermomix

Confiture de rhubarbe à ma façon



Pour 3 à 4 pots "Bonne Maman"

800 g de rhubarbe coupée en dés
20 g de Vitpris (gélifiant)
415 g de sucre cristallisé

Dans le bol du TM

Mettre les dés de rhubarbe. **Régler 7 min à 100° VIT 2.**

Dans un petit récipient, mélanger le vitpris et 15 g de sucre cristallisé, à ajouter ensuite à la rhubarbe, dans le thermomix.

Régler 8 min à 100° VIT 3.

La préparation doit bouillir mais ne pas déborder.

Ajouter le reste du sucre. **Régler 7 min à 100° VIT 3 + 3 min à temp. Varoma VIT 3.**

Remplir vos pots.